

## CELLSTAIN - Bac

# Bakteriologie Färbeautomat für die Gramfärbung

### Inklusive Standard-Ausstattung

- 5 Positionen
- 1 Objektträgerhalter für die Aufnahme von 30 oder 50 Objektträgern
- Gebläse zum Absaugen von Dämpfen
- Wasserspül Station

Für 30 Objektträger: **Best.-Nr. JC 606**

Für 50 Objektträger: **Best.-Nr. JC 607**

Inkl. kostenloser Aufstellung und Einweisung

---

### Maße:

Breite: 45cm x Tiefe: 55 cm x Höhe: 45 cm

Gewicht: ca 15 kg

die alternative\*

**THARMAC**

## CELLSTAIN-Bac    Zubehör optional

<u>Produkt</u>	<u>Bestellnr.</u>
Färbehälter für 50 Objektträger	JC 611
Färbehälter für 30 Objektträger	JC 612
Trockenstation 40°C bis 60°C	JC 614
Wasserspülstation	JC 616
Programmiergerät	JC 617
SmartCard	JC 618
Küvette 500 ml für 30 OT	JC 621
Küvette 750 ml für 50 OT (nicht für Xylol)	JC 622