

## CELLSTAIN - F

### Feulgen-Färbeautomat für die DNA-Bildzytometrie

#### Inklusive Standard-Ausstattung

- 23 Positionen
- 1 Objektträgerhalter für die Aufnahme von 30 oder 50 Objektträgern
- 1 Heizkuvette, stufenlos einstellbar von 25°C bis 28°C
- Gebläse zum Absaugen von Dämpfen

Für 30 Objektträger: **Best.-Nr. JC 600**

Für 50 Objektträger: **Best.-Nr. JC 601**

Inkl. Kostenloser Aufstellung und Einweisung

---

#### Maße:

Breite: 160cm x Tiefe: 55 cm x Höhe: 45 cm

Gewicht: ca. 38 kg

## CELLSTAIN-F Zubehör optional

<u>Produkt</u>	<u>Bestellnr.</u>
Feulgen Färbehälter für 50 Objektträger	JC 637
Feulgen Färbehälter für 30 Objektträger	JC 638
Trockenstation 40°C bis 60°C	JC 614
Wasserspülstation	JC 616
Programmiergerät	JC 617
SmartCard	JC 618
Küvette 500 ml für 30 OT (auch Xylol)	JC 621
Küvette 750 ml für 50 OT (nicht für Xylol)	JC 622
Küvette 750 ml für 50 OT (für Xylol)	JC 623
Küvette 750ml für Wasser-/Spülstation	JC 626