

CELLSTAIN-Histo/11

Färbeautomat

Inklusive Standard-Ausstattung

- 11 Positionen
- 1 Objektträgerhalter für die Aufnahme von 30 oder 50 Objektträgern
- Gebläse zum Absaugen von Dämpfen

Für 30 Objektträger: **Best.-Nr. JC 608/11**

Für 50 Objektträger: **Best.-Nr. JC 609/11**

Inkl. kostenloser Aufstellung und Einweisung

Maße:

Breite: 79cm x Tiefe: 55 cm x Höhe: 45 cm

Gewicht: ca 25 kg

CELLSTAIN-Histo/15

Färbeautomat

Inklusive Standard-Ausstattung

- 15 Positionen
- 1 Objektträgerhalter für die Aufnahme von 30 oder 50 Objektträgern
- Gebläse zum Absaugen von Dämpfen

Für 30 Objektträger: **Best.-Nr. JC 602/15**

Für 50 Objektträger: **Best.-Nr. JC 603/15**

Inkl. kostenloser Aufstellung und Einweisung

Maße:

Breite: 104cm x Tiefe: 55 cm x Höhe: 45 cm

Gewicht: ca 30 kg

CELLSTAIN-Histo Zubehör optional

<u>Produkt</u>	<u>Bestellnr.</u>
Färbehalter für 50 Objektträger	JC 611
Färbehalter für 30 Objektträger	JC 612
Trockenstation 40°C bis 60°C	JC 614
Wasserspülstation	JC 616
Programmiergerät	JC 617
SmartCard	JC 618
Küvette 500 ml für 30 OT	JC 621
Küvette 750 ml für 50 OT (nicht für Xylol)	JC 622
Küvette 750 ml für 50 OT (für Xylol)	JC 623